

PuroOxi

PURO-SPHER

**Concentrated Surface Disinfectant
(Intended for Fog Machines)**

Bactericidal - Virucide - Fungicide - Deodorizer

Immediate and Persistent Activity

Wide Spectrum and Impact

Versatile Applications

Corrosion Inhibitors

Concentrated Solution

لا يحتوي على أي من مشتقات الألدريد أو الفينول أو الكلور
مظهر مركز للأسطح عبر المسح أو التبخير

فعالية سريعة و مديدة

طيف واسع (جرثومي - فيروسي - فطري)

يحتوي على مواد مانعة للتآكل



*Surfaces
*For fogging
machines



1L 5L



PURO-SPHER

Concentrated Surface Disinfectant
(Intended for Fog Machines)

Product information:

*Puro-Spher is a concentrated disinfectant used through wiping, spraying or fumigation.

*Puro-Spher provides a wide anti-microbial activity against bacteria, spores, viruses and fungi, as well as a residual action allowing continuous disinfection after use.

Recommended Uses:

-PURO-SPHER is a concentrated high level disinfectant used through fumigation, wiping or spraying. -For terminal or turn over disinfection in all critical and non-critical areas in health care facilities such as operating rooms, intensive care and emergency units, isolation rooms, schools and colleges, warship places warehouses ... etc.

Instructions For Use:

*Shake well before use.

*Dilution: 1:3 by adding 1L from Puro-Spher to 3L of water.

*With fogging machines:

-Surfaces must be properly cleaned and rinsed prior to fumigation. -Use a fumigator nozzle of 7-15 microns. -Fill the fumigator with the prepared solution. -Turn off the ventilation and conditioning systems, and close all windows and doors. -Allow about 1 m distance from surfaces and start the fumigation procedure around corners and surfaces, from top to bottom and side to side for a sufficient period to cover all areas. -Fog into drawers, cabinets and furniture when possible. - when procedures are done, wait for 5 minutes then turn on the ventilation system for proper aeration and for the area to dry before re-using it again. *With wiping or moistening: wipe evenly on pre-cleaned and rinsed surfaces. Allow to dry.

Composition:

ADBAC blend (0.3%), DDAC (0.2%), Rust inhibitor (0.1%), Catalysts (0.4%), Inert ingredients (99%).

Anti-Microbial Efficacy*:

Bactericidal: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Enterobacter cloacae, Actinomyces naeslundii, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus faecalis & mutans, Lactobacillus leichmanii & paracasei, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Coliforms, Klebsiella pneumonia, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis & cereus, MRSA, Salmonella typhi & choleraesuis and Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal including fungal spores: Aspergillus niger & flavus, Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes.

Virucidal: HIV, Polio, Herpes simplex, Influenza, Cytomegalovirus, Hepatitis A & B, Rotavirus, Foot & Mouth Disease, Avian Influenza, Norovirus and SARS.

Microbicidal: Dermatophagoides pteronyssinus.

* Tested on the active ingredient blend contained in this product.

WARNING :

Fogging should not be done with person who is suffering or recovering from respiratory diseases. Personal Protective equipment is recommended. Avoid eye contact. Do not ingest. Incompatible with anionic detergents and natural soaps.

First Aid:

In case of skin contact with the concentrate, rinse the area the area thoroughly with water. In case of ingestion, do not induce vomiting, drink a glass of water and seek medical advice. In case of eye contact, flush eye with water.

Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult a physician.

Storage:

Temperature +5°C to 40°C. Store out of reach of direct sunlight. Keep out of reach of children.

مناطق التطبيق:

مطهر مركز للأسطح عبر المسح أو التبخير في الأقسام الحرجة كغرف العمليات والعناية المركزة، شعبة الأمراض الإنتانية، غرف العزل، غرف الإجراءات التشخيصية وسائر أقسام المستشفيات والعيادات الطبية والبيطرية. كما يستخدم لتطهير الأسطح في المدارس والجامعات، دور العناية بالعجزة، المؤسسات والمستودعات والمصانع، دور العبادة والمنازل... الخ. * يمسح أو يرش بواسطة الآلات الضاغطة أو الضبابية على الأسطح القاسية، الجدران، الأرضيات (المطلية، المعدنية، المصنعة من البلاستيك والفينيل)، الغرانيات والزجاج والمفروشات.

الخصائص:

* تركيبة متطورة مركزة ذات طيف جراثومي واسع، يقضي على البكتيريا، الفيروسات بأنصافها، الفطريات الممرضة وأبواغها، أنواع العفن المختلفة والعديد من الطفيليات الحشرية وهاماتها.
* تأثير فعال طويل الأمد.
* غير سام، غير محسّس (بعد التمدد) وغير قابل للاشتعال.
* يحتوي على مواد مانعة للتآكل ولا يترك بقع بعد الاستعمال.
* لا يحتوي على أي مشتقات الألدهيد أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.
* متوافق مع المواد المصنعة للأسطح مثل البلاط، الفينيل، السيراميك المعادن غير المتأكسدة.
* اقتصادي عند الاستعمال.
* ممكن تطبيقه بطرق مختلفة (مسح أو تبليل - بخ ضبابي أو رذاذي).

طريقة الاستعمال:

يعد Puro-Spher بنسبة 3:1 ماء أي بإضافة 1 لتر من المنتج إلى 3 لترات ماء ثم يستخدم كالتالي:
* عبر آلات التبخير: تنظف الأسطح وتشف بالماء قبل عملية التطهير. يستعمل جهاز بفوهة 7-15 ميكرون.
* يملأ خزان آلة التبخير من المحلول الممدد (بالنسبة المذكورة أعلاه). يغلق المكان أو الغرفة المراد تطهيرها بإحكام، وتطفأ أجهزة التهوية المركزية والمكيفات.
* تبدأ عملية التطهير من خلال البخ أو الرش على بعد 1 متر من الأسطح المراد تطهيرها من الأعلى إلى الأسفل، يميناً وشمالاً، ولمدة كافية تضمن وصول المطهر وحصول التماس الكامل له مع الأسطح المراد تطهيرها.
* بعد الانتهاء من عملية البخ الكامل للأسطح، ينتظر لمدة 5 دقائق ثم تشغيل أجهزة التهوية (مع بقاء الغرفة مغلقة) حتى تجف الأسطح نهائياً.
* من الممكن استخدام جهاز البخ لتطهير الخزن والدروج والأثاث والأجهزة دون أي تأثير سلبي عليها، كما ينصح بتطهير أئنية التهوية المركزية والمكيفات بعد تنظيف فلاترها.
* يفتح المكان أو الغرفة للتهوية بعد الجفاف الكامل للأسطح.
* عبر المسح أو التبليل: تمسح الأسطح المسبق تنظيفها والمراد تطهيرها بواسطة المحلول الممدد ثم تترك لتجف تلقائياً.

تحذيرات:

غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية، تجنب ملامسته للعين أو ابتلاعه، لينصح من يشكو من أمراض صدرية أو يتعالج منها أن يقوم بعملية البخ الضبابي. ينصح بارتداء ملابس واقية للجسم والعيون أثناء البخ الضبابي. غير متوافق مع المنظفات الأنونية (السالبة) والصابون الطبيعي والمواد المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يحفظ بين 5°C إلى 40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. في حال تعرض العينين للمنتج، اغسل جيداً بالماء وراجع الطبيب. قد يحدث احمرار وفي حال استمر الاحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب. في حال بلع المحلول، اشرب كوب من الماء وراجع الطبيب.

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com

صدارة
GROUP

إنتاج شركة صدارة غروب - لبنان

Manufactured by Sadara group - Lebanon

