

Puroxi

Hi-Tech

Smart Health Begins
with .. **Puroxi** Hi-Tech

انتاج شركة صدارة غروب - لبنان
Manufactured by Sadara group

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com



PurOxi

MDS GUARD+

Cold Sterilant for Surgical
& Thermo-Sensitive Instruments

Wide Spectrum and Impact
Versatile Applications
Corrosion Inhibitors

معقم للأدوات الطبية و الجراحية
و للأدوات الحساسة للتعقيم بالحرارة
يعقم خلال 10 دقائق و يحتوي على مواد مانعة للتآكل
طيف جرثومي واسع



* Instruments
& Equipment



1L 5L



Product Information:

- * MDS Guard+ is a ready to use cold sterilant for disinfecting and sterilizing thermo-sensitive devices as well as medical and surgical instruments when needed.
- * MDS Guard+ is also used as a holding medium to maintain instrument sterility.

MDS Guard +

- * Log 6 reduction of Bacillus Subtilis Spores in 10 minutes.
- * Aldehyde ; chlorine and phenol free.
- * Non-toxic and non-irritant.
- * Excellent material compatibility; non-caustic, non-staining and non corrosive.
- * Contains corrosion inhibitors.
- * Economical ; lasts 28 days for moderate use & 21 days for heavy use.

Recommended Uses:

- * Cold sterilization of thermo-sensitive instruments such as instruments with rubber , plastic , glass & silicone.
- * Cold sterilization of medical and surgical instruments in the absence of heat sterilization.
- * Cold sterilization and disinfection of rust-sensitive instruments.
- * Disinfection of impression molds and dental prosthetic devices.
- * Holding medium to maintain instrument sterility.

Instructions For Use:

- * Completely submerge pre-cleaned and rinsed instruments in a sterilization tray containing MDS GUARD+.
- Make sure the instruments are completely submerged all surfaces in contact with MDS GUARD+.
- * Cover the tray.
- * Contact time : 10 minutes for sterilization/5 minutes for disinfection.
- * Remove instruments using proper post sterilization procedures, No rinsing required.
- * Replace the solution after 28 days of moderate use and 21 days of heavy use.

Composition:

ADBAC blend (0.2%), DDAC (0.2%), rust inhibitor (0.2%), Catalysts (0.2%), Inert ingredients (99.2%).

Anti-Microbial Efficacy*:

Bactericidal: Enterobacter aerogenes, Brevibacterium, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumonia, Shigella dysenteriae, Salmonella schottmuelleri, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus (VISA), Streptococcus pyogenes, Coliforms, Chlamydia trachomatis, Actinomyces naeslundii, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal: Aspergillus niger & flavus, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans.

Virucidal: Influenza A2/Japan, Herpes Simplex type 1, Adenovirus type 2, Vaccinia virus, HIV-1 protease, HBV, HCV, Human Coronavirus, Norovirus, SARS, BVDV, Feline calicivirus.

Microbicidal: Dermatophagoides pteronyssinus.

Sporocidal: Bacillus subtilis & cereus.

- * Tested on the active ingredient blend contained in this product.

WARNING :

Avoid eye contact. Do not ingest

Incompatible with anionic detergents and natural soaps.

*First Aid

In case of eye contact , flush abundantly with water. Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult a physician.

In case of ingestion , induce vomiting , drink a large glass of milk and seek medical advice.

*Storage

Temperature : +5°C to +40°C

Store out of reach of direct sunlight. Keep out reach of children.

MDS GUARD+

Cold Sterilant for Surgical & Thermo-Sensitive Instruments

مناطق التطبيق:

- * لتطهير وتعقيم كافة الأدوات الطبية والجراحية.
- * للأدوات التي لا تقبل التعقيم بالحرارة الرطبة أو الجافة كالمناظير الطبية المصنعة من المطاط، البلاستيك، الزجاج والسيليكون.
- * وسط حافظ للتعقيم.

الخصائص:

- * غير سام، غير محسّس وغير مخترش.
- * لا يحتوي على أي من مشتقات الألدهيد أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.
- * يحتوي على مواد مألوفة للتأكل.
- * سريع التأثير ، يعقم خلال 10 دقائق.
- * متآقم مع المعادن، المطاط، البلاستيك والمواد الصناعية ، الزجاج والسيليكون.
- * لا يترك بقع.
- * معقم عن طريق النقع جاهز للاستعمال ، للأدوات الطبية و الجراحية و للأدوات التي لا تقبل التعقيم بالحرارة الرطبة أو الجافة.
- * فعال على الأبواغ خلال 10 دقائق .
- * يستعمل كوسط حافظ للتعقيم.
- * قاتل للجراثيم، الفطريات وأبواغها، الفيروسات بأصنافها.
- * اقتصادي ، يحوم 28 يوم للاستعمال المعتدل و 21 يوم للاستعمال المتكرر.

طريقة الاستعمال:

- * تنظف الأدوات قبل تعقيمها بالطريقة المعتادة.
- * يملأ وعاء التعقيم بـ MDS Guard+ و تغمر به الأدوات و يغلق الوعاء
- * زمن التماس:
- 10 دقائق للتعقيم.
- 5 دقائق للتطهير.
- * لا تغسل الأدوات بعد التعقيم.
- * فعال لمدة 28 يوم للاستعمال المعتدل و 21 يوم للاستعمال المتكرر.
- * يجب التأكد بأن الأدوات قد غمرت بالكامل.

تحذيرات:

- * MDS Guard+ غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية لذا يجب استعماله ممن هو مطلع.
- * ينصح بوضع قفازات لئلا يلامس البشرة الحساسة.
- * في حال تعرض العين للمنتج ، اغسل جيداً بالماء.
- * قد يحدث احمرار وفي حال استمر الاحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع لطبيب.
- * في حال بلع المخلوط، اشرب كوب من الحليب وراجع الطبيب.
- * يحفظ بين 5°C إلى +40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- * غير متوافق مع المنظفات الأيونية (السالفة) ، الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة.
- * يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com

صدارة
GROUP

إنتاج شركة صدارة غروب - لبنان

Manufactured by Sadara group - Lebanon



because we care
لأننا نهتم

Puroxi

OPTI-SPRAY

Quick Spraying
Surface Sanitizer & Disinfectant
BACTERICIDAL - PESTICIDE - VIRUCIDE
FUNGICIDE - DEODORIZER
Hospital / Medical / Surgical / Veterinary

Wide Spectrum and Impact
Versatile Applications
Lemon Fragrance

محلول جاهز للاستعمال معقم للأسطح و الجو
سريع الفعالية
طيف جرثومي واسع
لا يحتوي على أي من مشتقات
الألدهيد أو الفينول أو الكلور



*Air
*Surfaces



650 ml

5L



OPTI-SPRAY

Quick Spraying
Surface Sanitizer & Disinfectant
BACTERICIDAL - PESTICIDE - VIRUCIDE
FUNGICIDE - DEODORIZER
Hospital / Medical / Surgical / Veterinary

Product Information:

- * OPTI-SPRAY is a ready to use disinfectant for hard surfaces , surfaces of equipment and devices as well as soft surfaces.
- * OPTI-SPRAY can be used through wiping or spraying.

OPTI-SPRAY

- * Safe ; aldehyde , chlorine and phenol free.
- * Non-toxic and non-irritant.
- * Good material compatibility with metals , painted surfaces, synthetic surfaces (vinyl , fiber , PVC) , rubber and glass.
- * Non-caustic , non-staining and non-corrosive.
- * Fast and effective.
- * Slight lemon fragrance.

Recommended uses:

- * Disinfection of all hard and soft surfaces in the clinic such as dental units, spittoons , sinks , cabinets , etc.
- * Surface disinfection of equipment and devices.
- * Disinfection of impression molds and dental prosthetics.
- * Air Sanitization.

Instructions For Use:

- * Spray directly and evenly on pre-cleaned and rinsed surfaces from a distance of 30-50cm , or evenly on a clean preferably single use cloth and wipe the surfaces to be disinfected uniformly covering all areas. application rate :20-40ml/m². rub with a mop for large surfaces.
- * Allow to air dry or ensure 5 minutes contact time to disinfect then wipe dry with a sterile cloth or a clean cloth sprayed with OPTI-SPRAY.
- * Do not rinse.

Composition:

ADBAC blend (0.08%), DDAC (0.02%), rust inhibitor (0.03%), Catalysts (0.07%),perfume (0.08%), inert ingredients (99.72%).

Bactericidal: Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus , Chlamydia trachomatis ,Enterobacter cloacae , Actinomyces naeslundii , Ureaplasma urealyticum , Streptococcus faecalis & mutans , Lactobacillus leichmanii & paracasei , Enterococcus hirae , Escherichia coli , Coliforms, MRSA , Salmonella typhi & choleraesuis , Klebsiella pneumoniae , Listeria monocytogenes , Bacillus subtilis & cereus and Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal including fungal spores: Aspergillus niger & flavus , Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes.

Virucidal: HIV , Polio , Herpes simplex , Influenza , Cytomegalovirus , Hepatitis A&B , rotavirus , Foot & Mouth Disease , Avian Influenza , Norovirus and SAR.

Microbiocidal: Dermatophagides pteronyssinus.

WARNING :

Avoid eye contact. Do not ingest.

Incompatible with anionic detergents and natural soaps.

* First Aid

In case of eye contact , flush eye with water. Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult a physician.

In case of ingestion , do not induce vomiting , drink a glass of water and seek medical advice.

* Storage

Temperature : +5°C to +40°C

Store out of reach of direct sunlight. Keep out reach of children.

مناطق التطبيق:

- * لتعقيم كافة السطوح القاسية, الأرضيات, الجدران (المطلية , المعدنية , المصنوعة من البلاستيك و الفينيل), للبلط السيراميك , الزجاج , والمفروشات , في سائر أقسام المستشفى من أقسام العناية المشددة , غرف الإجراءات التشخيصية , العيادات الخارجية وشعبة الأمراض الإنتانية, الخ.
- * لتعقيم الأجهزة و الأدوات الطبيّة.
- * لتعقيم الأقمشة و المفروشات.
- * لتنقية الهواء.

الخصائص:

- * محلول جاهز للاستعمال , يعقّم عن طريق المسح أو الرش.
- * غير سام, غير محسّس لا يتطلب أي وقاية.
- * غير مسرطن.
- * يحتوي على مواد مانعة للتآكل ولا يترك بقع.
- * سريع الفعالية , زمن التماس 5 دقائق للقضاء على الجراثيم.
- * متوافق مع المواد الأساسية المصنعة للمسطحات كالألمنيوم , الفولاذ , البلاط , السيراميك , الزجاج و المواد الإصطناعية كالبلاستيك و الفينيل.
- * له رائحة عطرية.

طريقة الاستعمال:

-للأسطح القاسية:

- * بمسح أو يرش على الأسطح المنظفة مسبقاً و المراد تعقيمها يترك ليجف.
- * للاستعمال الفوري للأسطح , يترك لمدة 5 دقائق ليعقّم ثم يمسخ بمحلول جاف نظيف دون استعمال الماء.

-للأثاث:

- * يرش على الأسطح المراد تعقيمها و يترك ليجف.

-للحوائط:

- * يرش في الهواء.

تحذيرات:

Opti-Spray غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية , لذا يجب استعماله ممن هو مطلع

في حال تعرض العين للمستحضر , اغسل جيداً بالماء . قد يحدث إحمرار و في حال استمر الإحمرار الأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب. في حال بلع المحلول , اغسل الفم , اشرب كوب من الماء و راجع الطبيب.

* يحفظ بين +5°C to +40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

* غير متوافق مع المنظفات الأيونية (السالبة) , الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة.

* يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

+961 71 9131 21
+961 8 9130 96
www.sadara-group.com

صدارة
SADARA GROUP
انتاج شركة صدارة غروب - لبنان
Manufactured by Sadara group - Lebanon



PuroOxi

PUR-FX 20

Concentrated Surface Sanitizer and Disinfectant

Bactericidal - Virucide - Fungicide - Deodorizer
Immediate and Persistent Activity
Wide Spectrum and Impact
Concentrated Solution
Versatile Applications
Corrosion Inhibitors

معقم ومطهر للأسطح الصلبة متعددة الإستعمالات
يقضي على البكتيريا - الفيروسات - الفطريات
لا يحتوي على أي من مشتقات الأدهيد أو الفينول أو الكلور
غير مخرّش ويحتوي على مواد مانعة للتآكل
طيف جراثومي واسع
فَعَالِيَة سَرِيعَة و مَحِيدَة
تَرْكِيبَة مَرْكُزَة



*Surfaces

*Air



Bactericidal - Virucide - Fungicide - Deodorizer
Immediate and Persistent Activity
Wide Spectrum and Impact
Concentrated Solution
Versatile Applications
Corrosion Inhibitors

1L 5L



PUR-FX 20

Concentrated Surface Sanitizer and Disinfectant

Product Information:

- * PUR - FX 20 is a concentrated solution for simultaneous and disinfection of hard washable surfaces.
- * Provides a wide anti-microbial activity against bacteria, viruses and fungi.
- * Residual action allowing continuous disinfection after use.

PUR - FX 20

- * Bactericidal, Fungicide, Deodorizer.
- * Wide spectrum and impact, versatile applications.
- * Non-toxic and non-irritant (after diluted).
- * Non-flammable and non-corrosive, non-staining.
- * Good material compatibility with metals, painted surfaces, synthetic surfaces (vinyl, fiber, PVC) rubber and glass.
- * Aldehyde, chlorine and phenol free.
- * Economical to use and can be applied by different methods (washing, soaking and dipping, spraying and misting, wiping or wetting).

Recommended Uses:

PUR - FX 20 is a concentrated multi-purpose sterilizing liquid for hard and soft surfaces, extensive places and areas (hospitals, clinics, schools and colleges, churches, warehouses, factories, public utility, pet shops, garbage storage areas, empty garbage bins, tools and cans..).

Air Sanitization

Instructions For Use:

- * Shake well before use.
- * Dilution: 1:100 by adding 10 ml to 1L of water (1 bottle's cap).
- * Apply PUR- FX20 evenly on surfaces with a mop or a high pressure cleaner.
- * Allow to dry or allow 5 minutes contact time to disinfect before wiping with clean, dry mop without rinsing with water.
- * Stability of the unused diluted solution: 7 Days.
- * Contact Time: 10 minutes for Sterilization.
5 minutes for Disinfection.

Composition:

ADBAC blend (3%), DDAC (2%), Rust inhibitor (1.5%), Catalysts (3.5%), Inert ingredients (90%).

Physical Properties:

- * Appearance: Translucent pink/red liquid
- * Odor: Mild chemical odor.
- * PH: 9-10 (concentrate & dilute).
- * Water solubility: complete.
- * Rinsability: Excellent.

Anti-Microbial Efficacy*:

- Bactericidal:** Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Enterobacter cloacae, Actinomyces naeslundii, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus faecalis & mutans, Lactobacillus leichmanii & paracasei, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Coliforms, Klebsiella pneumonia, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis & cereus, MRSA, Salmonella typhi & choleraesuis and Mycobacterium tuberculosis.
- Fungicidal including fungal spores:** Aspergillus niger & flavus, Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes.
- Virucidal:** HIV, Polio, Herpes simplex, Influenza, Cytomegalovirus, Hepatitis A & B, Rotavirus, Foot & Mouth Disease, Avian Influenza, Norovirus and SARS.
- Microbicidal:** Dermatophagoides pteronyssinus.
- * Tested on the active ingredient blend contained in this product.

WARNING :

Surf Guard is a highly concentrated product with alkaline PH. Incompatible with anionic detergents and natural soaps. Avoid eye contact, do not ingest. Wear protective gloves for sensitive skin.
*First Aid
In case of skin contact with the concentrate, rinse the area thoroughly with water. In case of ingestion, do not induce vomiting, drink a glass of milk mixed with a raw egg and seek medical advice. In case of eye contact, flush with water. Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult physician.
*Storage
Temperature: +5°C to +40°C
Store out of reach of direct sunlight. Keep out of reach of children.

مناطق التطبيق:

- + لتطهير وتعقيم الأسطح القاسية، الجدران، الأرضيات (المطبخية، المعدنية، المصنعة من البلاستيك والفينيل) الغرائث والزجاج والمفروشات.
- + تعقيم الأماكن ذات المساحات الكبيرة (المشافي والمستوصفات والعيادات الطبية والبيطرية، المؤسسات والمستودعات، المصانع، دور العبادة، المدارس والجامعات، دور العناية بالعجزة، الأماكن العامة..).
- + تعقيم فتحات وأنباب الصرف الصحي والمجاري، نهايات الأنهار مستوعبات القمامة وشاحاتها والأدوات الملامسة لها.
- + لتنقية الهواء.

الخصائص:

- تركيبية متطورة مركزة ذات طيف جراثيمي واسع، يقضي على البكتيريا، الفيروسات بأنصافها، الفطريات الممرضة وأبواغها، أنواع العفن المختلفة والعديد من الطفيليات الحشرية وهاماتها.
- * تأثير فعال طويل الأمد.
- * غير سام، غير محسّس (بعد التمديد) وغير قابل للاشتعال.
- * يحتوي على مواد مانعة للتآكل ولا يترك بقع بعد الاستعمال.
- * لا يحتوي على أي من مشتقات الأدهيد أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.
- * متآقلم مع المواد المصنعة للأسطح مثل البلاط، الفينيل، السيراميك والمعادن غير المتأكسدة.
- * اقتصادي عند الاستعمال.
- * ممكن تطبيقه بطرق مختلفة (غسيل- رش- نقع- تغطيس- مسح أو تبليل - بخ ضبابي أو رذاذي).

طريقة الاستعمال:

- يعدد PUR-FX20 بنسبة 1:100 أو بإضافة 10 مل لكل لتر ماء (واحد من غطاء العبوة لكل لتر ماء).
- يرش أو يمسح على الأسطح المراد تعقيمها بالمسحة أو بواسطة آلات التنظيف الألية أو الضاغطة تم يترك ليخف أو يمسح بمندبل نظيف جاف دون استعمال الماء.
- للنئات: يرش السائل الممدّد على الأسطح المراد تعقيمها ويترك ليخف. للهواء: يرش السائل الممدّد بواسطة آلات الرش أو الآلات الضاغطة (بخ رذاذي).
- زمن التماس: 5 دقائق للتطهير.
- 10 دقائق للتعقيم.
- ثبات المحلول الممدّد غير المستعمل 7 أيام.

الخصائص الفيزيولوجية:

- * المظهر: سائل شفاف أحمر.
- * الرائحة: كيميائية خفيفة.
- * PH: 9-10 للمنتج المركز أو الممدّد.
- * الذوبانية بالماء: كاملة.
- * القابلية للغسل: ممتازة.

تحذيرات:

- * للبشرة الحساسة: ارتداء قفازات واقية عند استعمال المنتج المركز، تجنّب ملامسته للعين وابتلاعها.
- * في حال تعرض العين للمنتج، اغسل جيداً بالماء.
- * قد يحدث إحمرار وهي حال استمرار الإحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب.
- * في حال بلع المحلول، اشرب كوب من الطيب ممزوجاً ببيضة نيئة و راجع الطبيب في الطالت الحرجة.
- * يحفظ بين 5°C إلى +40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- * غير متوافق مع المنظفات الأيونية (السالبة)، الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة.
- * يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com

صادرة
GROUP

إنتاج شركة صادرة غروب - لبنان

Manufactured by Sadara group - Lebanon



لأننا نهتم

PuroOxi

SURF GUARD Concentrated Surface Cleaner and Disinfectant

Wide Spectrum and Impact
Effectively Removes Organic Soiling
Residual Action
Concentrated Solution

منظف ومطهر للأسطح القابلة للغسل
قوي على الأوساخ العضوية
طيف جرثومي واسع
تركيبة مركزة



* Surface
Cleaner
& Disinfectant



1L 5L



SURF GUARD

Concentrated Surface Cleaner and Disinfectant

Product Information:

- * Surf Guard is a concentrated solution for simultaneous cleaning and disinfection of hard washable surfaces.
- * Provides a wide anti-microbial activity against bacteria, viruses and fungi.
- * Residual action allowing continuous disinfection after use.

Surf Guard

- * Dual action, deep cleaning and effective disinfection.
- * Disinfects in 5 minute.
- * Non-toxic and non-irritant.
- * Good material compatibility.
- * Safe; aldehyde, chlorine and phenol free.

Recommended Uses:

- * Safe and effective cleaning and decontamination of surfaces such as tiles, synthetic surfaces (PVC, vinyl, fiber), painted surfaces and non-corrosive metallic surfaces, including food contact surfaces.
- * Cleaning and disinfection of all critical and non-critical areas in healthcare facilities.
- * Safe and effective cleaning of blood spills and other contaminated body fluids.

Instructions For Use:

- * Shake well before use.
- * Dilution: 1:100 up to 1:250 or by adding 10 ml to 1L of water or (1 bottle's cap).
- * Apply Surf Guard evenly on surfaces with a mop or a high pressure cleaner and rub uniformly.
- * Allow to dry or allow 5 minutes contact time to disinfect before rinsing or wiping with water when protocols suggest.
- * Stability of the unused diluted solution: 7 Days.
- * Always disinfect surfaces after wiping with water particularly in hygiene sensitive and critical areas.

Composition:

ADBAC blend (3%), DDAC (2%), Surfactant (20%), Inert ingredients (70%), Catalysts (5%).

Physical Properties:

- * Appearance: Translucent pink /red liquid
- * PH: 9-10 (concentrate & dilute).
- * Rinsability: Excellent.
- * Odor: Mild chemical odor.
- * Water solubility: complete.

Anti-Microbial Efficacy*:

Bactericidal: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Enterobacter cloacae, Actinomyces naeslundii, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus faecalis & mutans, Lactobacillus leichmanii & paracasei, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Coliforms, Klebsiella pneumonia, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis & cereus, MRSA, Salmonella typhi & choleraesuis and Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal including fungal spores: Aspergillus niger & flavus, Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes.

Virucidal: HIV, Polio, Herpes simplex, Influenza, Cytomegalovirus, Hepatitis A & B, Rotavirus, Foot & Mouth Disease, Avian Influenza, Norovirus and SARS.

Microbicidal: Dermatophagoides pteronyssinus.

* Tested on the active ingredient blend contained in this product.

WARNING :

Surf Guard is a highly concentrated product with alkaline PH. Incompatible with anionic detergents and natural soaps. Avoid eye contact - do not ingest.

*First Aid

In case of skin contact with the concentrate, rinse the area thoroughly with water.

In case of ingestion, do not induce vomiting, drink a glass of milk mixed with a raw egg and seek medical advice. In case of eye contact, flush with water. Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult physician.

*Storage

Temperature: +5°C to +40°C

Store out of reach of direct sunlight. Keep out reach of children.

مناطق التطبيق:

- * لتنظيف و تطهير الأسطح في الأقسام الخطرة / الحرجة و في الأقسام غير الحرجة عن طريق المسح.
- * يستخدم في المستوصفات , دور العناية بالعجزة , العيادات الطبية و في سائر أقسام المستشفى من أقسام الجراحة , العناية المشددة , غرف الإجراءات التشخيصية , العيادات الخارجية , شعبة الأمراض الإبتالية...الخ.

الخصائص:

- * تركيبة متطورة ذات طيف جراثيمي واسع , يقضي على البكتيريا , الفيروسات و الفطريات.
- * تأثير فعال طويل الأمد.
- * غير سام , غير محسّس.
- * لا يحتوي على أي من مشتقات الألدهيد أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.
- * متأقلم مع المواد المصنعة للأسطح مثل البلاط , الفيليل , السيراميك و المعادن غير المتأكسدة.
- * فعالية مزدوجة , منظفة و مطهرة.
- * فعالية على الأوساخ خاصة العضوي منها كالمخ.

طريقة الاستعمال:

- * تخض العبوة جيداً.
- * يمدّد Surf Guard بنسبة 1:100 أو بإضافة 10 مل لكل لتر ماء (واحد من غطاء العبوة لكل لتر ماء).
- * يرش أو يمسح على الأسطح المراد تنظيفها و تطهيرها بالعمسدة , أو بواسطة آلات التنظيف الآلية أو الضاغطة.

* زمن التماس:

5-دقائق للتطهير.

* يمسح بالماء وفقاً للبروتوكول.

* ثبات المحلول الممدّد غير المستعمل 7 أيام.

الخصائص الفيزيولوجية:

* المظهر : سائل شفاف أحمر.

* الرائحة : كيميائية خفيفة.

* PH : 9-10 للمنتج المركز أو الممدّد.

* الذوبانية بالماء : كاملة.

* القابلية للغسل : ممتازة.

تحذيرات:

* للبشرة الحساسة : ارتداء قفازات واقية عند استعمال المنتج المركز.

* Surf Guard محلول غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية و له PH مرتفع , تجنّب ملامسته للعين و ابتلاعه.

* في حال تعرّض العين للمنتج , اغسل جيداً بالماء.

* قد يحدث إحمرار وفي حال استمر الإحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب.

* في حال بلغ المحلول , اشرب كوب من الحليب ممزوجاً ببيضة نيئة و راجع الطبيب في الحالات الحرجة.

* يحفظ بين 5°C إلى 40°C بعداً عن أشعة الشمس المباشرة.

* غير متوافق مع المنظفات الأنيونية (السالبة) , الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة.

* يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com

SADARA صدارة
GROUP

إنتاج شركة صدارة غروب - لبنان

Manufactured by Sadara group - Lebanon



because we care
لأننا نهتم

Puroxi

Safe Hands

Alcohol-Free Sanitizer

Bactericidal - Fungicide - Virucide

Wide Spectrum and Impact

Kills 99.99% of Germs

Non-toxic / Non-irritating / Non-flammable

Moisturizing Formula

Safest Family Protection Against Germs

سائل غير كحولي مطهر ومعقم للأيدي
فعالية سريعة ومديدة

طيف واسع (جرثومي - فيروسي - فطري)

غير سام غير محسوس وغير قابل للاشتعال

يحتوي على مواد مرطبة للجلد



*Hands

60 ml

1 L

Product Information:

SafeHands Alcohol-Free Sanitizer provides a next generation, safe alternative that is just as effective in killing germs as the leading alcohol brands.

SafeHands alcohol-free proprietary chemistry enables significant "microbe killing power" while working with the natural oils of the skin. safeHands alcohol-free formula moisturizes and softens the skin like a lotion without leaving behind a sticky residue or unpleasant scent.

Safe Hands

- * Kills 99.99% of most common illnesses.
- * Only BAC Patented Hand Sanitizer.
- * Non-toxic / Non-irritating.
- * Fasting drying / Moisturizing formula.
- * Non-flammable.
- * Safest family protection against germs.

Recommended Uses:

Numerous facilities (prisons, rehab centers, daycare centers, long term facilities, schools, pediatric offices) are increasing their demand for sanitizers without alcohol due to heightened public awareness of the dangerous risks and side effects that alcohol based hand sanitizers pose.

safeHands is leading the movement to convert these facilities at both a national and International markets.

Also, not everyone's hands are able to tolerate the harsh effects of repeated alcohol applications dry, painful, cracked hands, or eczema sadly leading to non compliance and infection. safeHands uses only the most advanced pharmaceutical grade antimicrobial ingredients. Our gentle, alcohol free, foaming formula leaves your hands free of any sticky residue & your skin soft, moisturized, & most importantly germ free!!

Instructions For Use:

Apply 6 ml (3 pumps) in the palm of hand; Rub covering all hand surfaces, In between fingers until dry..

Composition:

ADBAC Blend (0.06%), DDAC (0.06%), Skin Protectant (0.2%), Catalysts (0.12%), Inert ingredients (99.56%)

Anti-Microbial Efficacy*:

Bactericidal: Enterobacter aerogenes, Brevibacterium, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumonia, Shigella dysenteriae, Salmonella schottmuelleri, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus (VISA), Streptococcus pyogenes, Coliforms, Chlamydia trachomatis, Actinomyces naeslundii, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal: Aspergillus niger & flavus, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans.

Virucidal: Influenza A2/Japan, Herpes Simplex type 1, Adenovirus type 2, Vaccinia virus, HIV-1 protease, HBV, HCV, Human Coronavirus, Norovirus, SARS, BVDV, Feline calicivirus.

Microbicidal: Dermatophagoides pteronyssinus.

Sporocidal: Bacillus subtilis & cereus.

* Tested on the active ingredient blend contained in this product.

WARNING :

Avoid eye contact. Do not ingest

Incompatible with anionic detergents and natural soaps.

*First Aid

In case of eye contact , flush abundantly with water. Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult a physician.

In case of ingestion , induce vomiting , drink a large glass of water and seek medical advice.

*Storage

Temperature : +5°C to +40°C

Store out of reach of direct sunlight.

ليست جميع الأيدي قادرة على تحمل الآثار القاسية للكحول عند استخدامه المتكرر في تعقيم اليدين، قد يسبب تهيج البشرة الحساسة، الجفاف وتشقق الجلد. كما أن إساءة استخدام المعقم الكحولي قد يسبب نتائج غير مرغوب بها كالتسمم في حال الابتلاع (وخصوصاً الأطفال)، الاشتعال السريع وغيرها. يمثل Safe Hands الجيل الجديد في عالم التعقيم الفعال والآمن، تركيبته الخاصة من مركبات الأمونيوم الرباعية والمواد المعقمة الداعمة الخالية من الكحول لها تأثير سريع وظيف جرثومي واسع يقضي على البكتيريا، الفيروسات والفطريات وله أثر مديد يساعد على حماية أطول ويحدّ من انتشار الأمراض.

مناطق التطبيق:

يستخدم لتعقيم أيدي الكادر الطبي وأيدي الجراحين في سائر أقسام المستشفى، تعقيم أيدي الأطفال في المدارس والمنازل. في المستوصفات والعيادات الطبية، دور العناية بالعجزة والمكاتب والسجون.. الخ.

الخصائص:

- * يقضي على 99.99% من الأمراض الأكثر شيوعاً.
- * منظف ومعقم بأن واحد.
- * فعالية سريعة وأثر مديد لحماية تدوم طويلاً.
- * خالي من الكحول، غير سام، وغير قابل للاشتعال.
- * آمن عند الاستعمال وخصوصاً عند الأطفال.
- * يحتوي على مطريات للبشرة ولا يترك أي أثر لزج على الأيدي بعد الاستعمال.
- * لا يحتوي على أي من مشتقات الألهيد أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.

طريقة الاستعمال:

يرش 6 مل (3 من غطاء العبوة) في وسط اليد، تفرك كامل الأيدي وبين الأصابع، ثم يترك ليجف تلقائياً.

المظهر:

سائل شفاف، بلون أزرق فاتح

PH: 6.5 – 7.5

الرائحة: لطيفة منعشة

غير مرزق، سريع الجفاف

تحذيرات:

- * في حال تعرض العين للمنتج، إغسل جيداً بالماء.
- قد يحدث إحمرار وفي حال استمر الإحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب.
- * في حال بلع المخلوط، يشرب كوب من الماء، وراجع الطبيب.
- * يحفظ بين 5°C إلى +40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- * غير متوافق مع المنظفات الأيونية (السالبة)، الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة.

PuroOxi

STERI SOL

Antimicrobial Liquid Hand Rub

Alcohol based liquid
Wide Spectrum and Impact
Added emollients - No Irritation
Immediate and persistent activity

سائل كحولي مطهر ومعقم للأيدي
فغالية سرعة و مديدة
طيف جرثومي واسع
يحتوي على مواد مرطبة للجلد
غير معطر



*Hands

1L

5L



STERI SOL

Antimicrobial Liquid
Hand Rub

Product Information:

* STERRI SOL is a broad spectrum alcohol based liquid with a blend of fifth generation quaternary ammonium compounds for hygienic and surgical hand antisepsis.

STERI SOL

- * Immediate and persistent action.
- * Gentle on the skin
- * Contains added emollients to replace lost natural skin oils.
- * Non-oily , non-greasy , and non-sticky.
- * Fragrance free.
- * Compliant with food hygiene standards.
- * Double effective , cleanser and disinfecting.

Recommended uses:

- * In critical and non-critical areas such as clinics , emergency rooms ,operating rooms , intensive care units , nursing stations , healthcare facilities , nursing homes , ambulances , etc.
- * In hospital kitchens and cafeterias.

Instructions For Use:

Wash hands with plain or soap and water prior to disinfection when not visibly clean.

Hygienic disinfection:

Apply 4ml in the palm of the hand. Rub covering all hand surfaces , in between fingers , fingers & wrists until dry.

Surgical disinfection:

Perform the above procedure for the right hand moving in circular movements up to the forearm until the product dries.

Repeat for the left hand and forearm.

1 pump = 2ml for the long nozzle pump.

Composition:

ADBAC blend (0.1%), Isopropanol (70%), Skin protectant (0.5%), Catalysts (0.1%), inert ingredients (28.9%), gelling agent (0.4%).

Bactericidal: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Enterobacter cloacae, Enterococcus hirae, Actinomyces naeslundii, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus faecalis & mutans, Lactobacillus leichmanii & paracasei, Escherichia coli, Coliforms, Klebsiella pneumonia, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis & cereus, MRSA, Salmonella typhi & choleraesuis and Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal including fungal spores Aspergillus niger & flavus, Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes.

Virucidal: HIV, Polio, Herpes simplex, Influenza, Hepatitis A & B Cytomegalovirus, Rotavirus, Foot & Mouth Disease, Avian Influenza, Norovirus and SARS.

Microbicidal: Dermatophagoides pteronyssinus. **Sporicidal:** Bacillus subtilis & cereus.

WARNING :

Avoid eye contact. Do not ingest .
Incompatible with anionic detergents and natural soaps.

*First Aid

In case of eye contact , flush eye with water. Redness if any should dissipate within 30 min.

If Irritation persists consult a physician.

In case of ingestion , do not induce vomiting , wash out mouth , drink a glass of water and seek medical advice.

*Storage

Temperature : +5°C to +40°C

Store out of reach of direct sunlight. Keep out reach of children.

مناطق التطبيق:

- * لتطهير أيدي الكادر الطبي و أيدي الجراحين في سائر أقسام المستشفى من أقسام الجراحة , العناية المشددة , غرف الإجراءات التشخيصية , العيادات الخارجية , شعبة الأمراض الإنتانية , الخ.
- * لتطهير الأيدي في المستوصفات , دور العناية بالعجزة , العيادات الطبية , الخ.

الخصائص:

- * تركيبة خاصة من مركبات الأمونيوم الرباعية و مركبات كحولية ذات طيف جراثيمي واسع يقضي على البكتيريا , الفيروسات , الفطريات.
- * له أثر محيد يساعد على حماية أطول , و يحد من انتشار الأمراض الإنتانية.
- * لطيف على البشرة , غير محسّس و غير مخرش.
- * يقضي على الأبواغ خلال دقيقة واحدة.
- * لا يحتوي على أي من مشتقات الألدheid أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.
- * يحتوي على مطهرات للبشرة.
- * دون رائحة مضافة.
- * فعالية مزدوجة منظفة و مطهرة.

طريقة الاستعمال:

- * يجب التأكد من نظافة اليدين قبل استعمال STERRI SOL لضمان فعاليتها.

للتطهير الصحي:

تفرك كامل الأيدي و بين الأصابع إلى الرسغين ب 4 مل من STERRI SOL حتى يجفّ المحلول.

للتطهير الجراحي:

اتباع العملية المذكورة أعلاه لليد اليمنى ثم اليسرى وصولاً حتى الكوع. الضخة = 2 مل.

المظهر : سائل كثيف مائل للإصفرار.

PH : 6.5 - 7.5 .

الرائحة : كحولية.

غير مرئق , سريع الجفاف.

تحذيرات:

- * STERRI SOL مطهر كحولي غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية لذا يجب استعماله معن هو مطع.
- * في حال تعرض العين للمنتج , إغسل جيداً بالماء قد يحدث إحمرار وفي حال استمر الإحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب.
- * في حال بلع المحلول , إغسل الفم و اشرب كوب من الماء و راجع الطبيب.
- * يحفظ بين 5°C إلى +40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- * غير متوافق مع المنظفات الأنتونية (السائلة) , الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة.
- * يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com

SADARA صدارة
GROUP

انتاج شركة صدارة غروب - لبنان

Manufactured by Sadara group - Lebanon



172421



because we care
لأننا نهتم

PuroOxi

MP-F

**Antimicrobial Solution
for Food Preparation and Processing**

Wide Spectrum and Impact

Food Safe

Good Material

No Rinsing

Concentrated Solution

محلول معقم مركّز غير سام مخصّص للصناعات الغذائية
لا يشطف بعد الاستعمال
لا يحتوي على أي من مشتقات الألدheid أو الفينول أو الكلور
طيف جراثيمي واسع



*Fruits & Vegetables

*Surface

*Water



1L

5L



MP-F

Antimicrobial Solution
for Food Preparation and Processing

Product Information:

- * MP-F is a concentrated antimicrobial solution for disinfecting surfaces in contact with food.
- * MP-F can also be used to decontaminate water and to create disinfecting dips for fruits and vegetables.

MP-F:

- * Safe; aldehyde, chlorine and phenol free.
- * Compliant with food hygiene standards.
- * Non-toxic and non-irritant.
- * Fragrance and colorant free.
- * Good material compatibility with metals, painted surfaces, synthetic surfaces (vinyl, fiber, PVC), rubber and glass.
- * Non-caustic, non-staining and non-corrosive.
- * Fast effective and economical.

Recommended uses:

- * Disinfection of all surfaces in contact with food.
- * Water decontamination.
- * Disinfection of fruits and vegetables through dipping.

Instructions For Use:

- * The instructions for use should be strictly applied.
- Surface disinfection:** Dilute MP-F at 4:100 by adding 40ml to 1L of water (4 bottle's cap). Wipe uniformly or spray from distance of 30 - 50 cm over pre-cleaned and rinsed surfaces. Allow to dry, or allow 5 minutes contact time to disinfect then wipe dry with a clean preferably single use cloth. do not rinse. Stability of the unused diluted solution: 7 days. Application rate / spraying : 20 - 40 ml/m².
- Fruit & vegetable disinfection:** Wash fruits and vegetables. Dip in a basin filled with water to which MP-F has been added to a rate of 4:100 (40ml to 1L of water). Allow to soak for 5 minutes only. Remove from the basin. Do not rinse. Replenish when needed or at least twice a day.
- Water decontamination:** Use at a rate of 1:100 by adding 10ml of MP-F to every 1L of water (1 bottle's cap) to decontaminate*. *Algae & water sediments should be treated separately.

Composition:

ADBAC blend (0.5%), DDAC (0.5%), rust inhibitor (0.3%), Catalysts (0.7%), inert ingredients (98%).

Bactericidal: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Enterobacter cloacae, Actinomyces naeslundii, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus faecalis & mutans, Lactobacillus leichmanii & paracasei, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Coliforms, Bacillus subtilis & cereus, MRSA, Salmonella typhi & choleraesius and Mycobacterium tuberculosis.

Fungicidal including fungal spores: Aspergillus niger & flavus, Candida albicans and Trichophyton mentagrophytes.

Virucidal: HIV, Polio, Herpes simplex, Influenza, Cytomegalovirus, Hepatitis A & B, Rotavirus, Foot & Mouth Disease, Avian Influenza, Norovirus and SARS.

Microbiocidal: Dermatophagoides pteronyssinus.

Warning:

MP-F is a concentrated product. Avoid eye contact. Do not ingest. Incompatible with anionic detergents and natural soaps.

* **First Aid**
In case of skin contact with the concentrate, rinse the area thoroughly with water. In case of eye contact, flush eye with water. Redness if any should dissipate within 30 min. If irritation persists consult a physician. In case of ingestion, do not induce vomiting, drink a glass of milk and seek medical advice. Protective Gloves are required for sensitive skin when using the concentrate.

* **Storage**
Temperature: +5°C to +40°C
Store out of reach of direct sunlight. Keep out of reach of children.

مناطق التطبيق:

- * لتعقيم الخضار و الفواكه عن طريق النقع.
- * يستعمل عن طريق الرش لتعقيم الأسطح التي تلامس المأكولات أثناء التحضير و التوضيب.
- * لتطهير المعدات و الأدوات.
- * لتعقيم المياه.

الخصائص:

- * غير سام، غير محسّس وغير مخزّش.
- * لا يحتوي على أي من مشتقات الألدheid أو الفينول أو الكلور أو على أي من المواد المسرطنة.
- * ليس له رائحة.
- * لا يترك طعماً و لا يؤثر سلباً على الخضار و الفاكهة.
- * لا حاجة للشطف بعد الإستعمال.
- * سريع الفعالية ، يقضي على الجراثيم خلال 5 دقائق.
- * مضاد للتآكل و لا يترك بقع.
- * متآقلم مع جميع أنواع الأسطح كالألمنيوم ، الفولاذ ، البلاط ، السيراميك و المواد الإصطناعية كالبلستيك و الفينيل.
- * يحفظ الخضار و الفاكهة لمدة أطول.
- * فعال حتى بنسب ضئيلة.

طريقة الاستعمال:

- * يجب الالتزام بدقة بمعايير التعميد المذكورة و طريقة الاستعمال.
- * يمدد MP-F بنسبة 4:100 أو بإضافة 40 مل لكل لتر ماء (4 من غطاء العبوة).
- للخضار و الفاكهة :** بعد التنظيف بالطريقة المعتادة، تنقع الخضار و الفاكهة لمدة 5 دقائق فقط في وعاء يحتوي على المحلول الممدد. ترفع منه و توضع جانباً لتجف. توضع أو تؤكل دون إعادة غسلها بالماء.
- للأسطح الضلّبة :** يمسح أو يرش على الأسطح المنظفة مسبقاً و المراد تعقيمها. يترك ليحجف، أو يترك لمدة 5 دقائق ليعقم ثم يمسح بمنديل جاف نظيف دون استعمال الماء.
- للمياه :** يضاف MP-F إلى خزانات المياه بنسبة 1:100 أي 10 مل لكل لتر ماء (1 من غطاء العبوة) لتعقيمها.
- * إن تعقيم المياه لا يعالج وجود الترسبات أو الطحالب التي يفضّل معالجتها مسبقاً.

تحذيرات:

- * MP-F غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية ، لذا يجب استعماله ممن هو مطلع للبشرة الحساسة: ارتداء قفازات واقية عند استعمال المنتج المركز.
- * في حال تعرض العين للمستحضر ، اغسل جيداً بالماء . قد يحدث إحمرار و في حال استمر الإحمرار لأكثر من 30 دقيقة راجع الطبيب. في حال بلع المحلول ، اغسل الفم ، اشرب كوب من الحليب و راجع الطبيب.
- * يحفظ بين +5°C to +40°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- * غير متوافق مع المنظفات الأيونية السالبة ، الصابون الطبيعي و المواد المؤكسدة .
- * نبات المعقم الممدّد غير المستعمل : 7 أيام.
- * يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

+961 71 9131 21

+961 8 9130 96

www.sadara-group.com

SADARA صدارة
GROUP

انتاج شركة صدارة غروب - لبنان

Manufactured by Sadara group - Lebanon



because we care
لأننا نهتم